






SCOTCH TEST DE GRAHAM

Intérêt : Ce test permet de mettre en évidence les œufs d'Oxyures (vers intestinaux), très fréquents chez les enfants et très contagieux, entraînant des démangeaisons et troubles du sommeil.

L'étui contenant 2 lames est fourni par le laboratoire.

Préconisations pour le prélèvement :

- Le prélèvement doit être effectué au lever avant toute toilette et l'émission des premières selles.
- Prendre un morceau de scotch transparent.
- Ecarter les fesses et appliquer le côté adhésif sur les plis de la marge anale et le maintenir en appuyant quelques secondes.
- Retirer le scotch et l'étaler sur la lame support.
- Renouveler l'opération avec le second scotch.
- Remplacer les 2 lames dans l'étui, sur lequel vous inscrirez votre nom et prénom si cela n'a pas été fait par le laboratoire.



1- Coller un morceau de scotch **transparent** sur un abaisse langue ou tube à essai (côté adhésif à l'extérieur)

2- Demander au patient d'écartier lui-même les fesses et appliquer le ruban adhésif sur les plis radiés de l'anus

3- Coller le ruban adhésif sur une lame