



RECUEIL D'URINES POUR LE COMPTE D'ADDIS Hématies - Leucocytes par minute (H.L.M.)

Intérêt : Cette analyse consiste à mesurer le débit des hématies et des leucocytes passant dans les urines. Ce recueil s'effectue sur la totalité des urines émises en 3 heures.

Préconisations pour le prélèvement :



- Identifier le flacon avec votre nom et prénom si cela n'a pas été fait par le laboratoire.
- Le flacon doit être acheminé au laboratoire **dans les plus brefs délais** (maximum dans les 2 heures). Au-delà, il doit être conservé au réfrigérateur (+4°C) et apporté le jour même au laboratoire.